

Щетка для чистки лица FB 885



88565 12/2016 Ver.1.8

Инструкция по применению
Внимательно ознакомьтесь!

Рисунок



Пояснение символов

ВАЖНО
Несоблюдение инструкции может приводить к тяжелым травмам или повреждению прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание возможных травм пользователя необходимо строго соблюдать эти указания.

ВНИМАНИЕ
Во избежание возможных повреждений прибора необходимо строго соблюдать эти указания.

УКАЗАНИЕ
Эти указания содержат полезную дополнительную информацию о монтаже или работе.

IPX5 Защита от влажности

Класс электробезопасности II

Класс электробезопасности III

LOT Номер LOT

Производитель

RU Указания по безопасности

Прежде, чем начать пользоваться прибором, внимательно прочтите инструкцию по применению, в особенности указания по технике безопасности, и сохраняйте инструкцию по применению для дальнейшего использования. Если Вы передаете аппарат другим лицам, передавайте вместе с ним и эту инструкцию по применению.

Указания по безопасности

- Прежде, чем подключить прибор к электрической сети, убедитесь в том, что напряжение сети соответствует значению, указанному на заводской табличке.
- Расположите сетевой кабель так, чтобы никто не мог спот-кнуться об него или зацепить.
- Держите прибор и сетевой кабель подальше от горячих поверхностей, открытого огня и других источников тепла.
- Для отсоединения прибора от сети всегда вытаскивайте сетевую вилку из розетки. Ни в коем случае не тяните за сетевой кабель!
- Используйте только сетевой адаптер, входящий в объем поставки.
- Если кабель поврежден, то дальнейшее использование прибора запрещено. В целях безопасности блок питания необходимо заменить.

- Прибор предназначен только для частного использования.
- Используйте прибор только по его назначению, указанному в инструкции по применению.
- При использовании не по назначению теряет свою силу гарантия.
- Это устройство может использоваться детьми с 8 лет и старше, а также людьми с пониженными физическими, сенсорными или психическими способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или их ознакомили с безопасным использованием устройства, и они осознают исходящие от устройства опасности.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Очисткой и самостоятельным обслуживанием не должны заниматься дети без присмотра.
- Данный прибор не является продуктом медицинского назначения.
- Если вам поставлен диагноз заболевания кожи или у вас имеются опасения по медицинским показаниям, то перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом.
- Не обрабатывайте участки тела, на которых есть опухоли, ожоги, воспаления, кожные высыпания, раны или чувствительные места.
- Обработка должна приносить приятные ощущения. При возникновении болевых или неприятных ощущений прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Для соблюдения правил гигиены рекомендуется индивидуальное использование щеточных головок.
- Не используйте прибор для животных.
- Предохраняйте прибор от действия источников открытого огня!
- Не используйте прибор, если он имеет неисправности.
- В случае неисправностей не ремонтируйте прибор самостоятельно. В этом случае не только будет аннулирована гарантия, но и могут возникнуть серьезные риски. Ремонт должен производиться только в авторизованных сервисных центрах.
- Не разрешайте детям играть с упаковочной пленкой, есть опасность задохнуться!

- Указания по технике безопасности при обращении с аккумуляторами
- Не разбирать, не вскрывать и не раскалывать аккумуляторы.
- В случае попадания электролита сразу промойте пострадавшие участки достаточным количеством чистой воды и незамедлительно обратитесь к врачу!
- Если батарейка случайно была проглочена, немедленно обратитесь к врачу!
- Не допускать попадания батареек в руки детей!
- Не закорачивать! Существует опасность взрыва!
- Не бросать в огонь! Существует опасность взрыва!
- Использовать только зарядные устройства, указанные в инструкции по применению.

- Щеточная головка для чувствительной кожи
- Щеточная головка для нормальной кожи
- Силиконовая щетка для глубокой чистки
- Косметическая губка

- Наденьте выбранную щеточную головку на прибор. Используйте защитный колпачок для защиты щеточной головки вниз, пока она надежно не зафиксируется с характерным щелчком.
- Щетка для чистки лица имеет четыре режима работы, которые включают вибрацию с низкой и высокой скоростью и пульсацию с низкой и высокой скоростью. В состоянии при поставке прибор настроен на уровень вибрации «нормальный». Начните чистку с этим низким уровнем вибрации и мягким очищающим средством для кожи.
- Перемещайте вибрирующую щетку легкими круговыми движениями по очищаемому участку кожи. Следите за тем, чтобы щетка не сильно прилегала к коже, но не очень сильно давила на нее.
- Прибор запрограммирован с рекомендуемой длительностью применения в 1 минуту. Не обрабатывайте ни один из участков кожи более 20 секунд (каждый из 20 секунд щетки - по 10 секунд, область носа и подбородка 20 секунд).
- Смочите свою кожу и щеточную головку теплой водой и нанесите очищающее средство для кожи на щетку. Подведите подготовленную щетку к лицу.
- Вы управляете прибором только кнопкой. Для включения прибора нажмите кнопку выбора режимов. Он начинает работу в режиме вибрации с малой скоростью с настроенной длительностью работы 1 минута. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.
- Если в этом режиме вы еще раз нажмете кнопку, то прибор перейдет в режим быстрой вибрации с настроенной длительностью работы 1 минута. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.
- Из режима быстрой вибрации прибор переходит в режим медленной пульсации, если еще раз нажать кнопку. Длительность работы настроена на 1 минуту. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.
- Из режима пульсации прибор переходит в режим быстрой пульсации, если еще раз нажать кнопку. И здесь длительность работы настроена на 1 минуту. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.
- Если еще раз нажать кнопку в режиме быстрой пульсации, то работа прибора прекращается.
- Можно в любой момент прервать процедуру, нажав кнопку выбора режима на 2 секунды.

- Указания
- После включения при повторном включении заново начинается отсчет времени. В режиме вибрации красная кнопка светится, в режиме пульсации она дополнительно мигает.
- Промойте лицо чистой водой, чтобы удалить все остатки (чистящее средство для кожи, грязь и отмершие клетки кожи).
- Насухо промойте кожу полотенцем и нанесите требуемый продукт для ухода за кожей.
- После каждого использования тщательно очищайте щеточные головки водой.

- Промойте прибор и щеточные головки в стиральной машине.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте.

- Щетка для чистки лица имеет четыре режима работы, которые включают вибрацию с низкой и высокой скоростью и пульсацию с низкой и высокой скоростью. В состоянии при поставке прибор настроен на уровень вибрации «нормальный». Начните чистку с этим низким уровнем вибрации и мягким очищающим средством для кожи.
- Перемещайте вибрирующую щетку легкими круговыми движениями по очищаемому участку кожи. Следите за тем, чтобы щетка не сильно прилегала к коже, но не очень сильно давила на нее.
- Прибор запрограммирован с рекомендуемой длительностью применения в 1 минуту. Не обрабатывайте ни один из участков кожи более 20 секунд (каждый из 20 секунд щетки - по 10 секунд, область носа и подбородка 20 секунд).
- Смочите свою кожу и щеточную головку теплой водой и нанесите очищающее средство для кожи на щетку. Подведите подготовленную щетку к лицу.
- Вы управляете прибором только кнопкой. Для включения прибора нажмите кнопку выбора режимов. Он начинает работу в режиме вибрации с малой скоростью с настроенной длительностью работы 1 минута. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.
- Если в этом режиме вы еще раз нажмете кнопку, то прибор перейдет в режим быстрой вибрации с настроенной длительностью работы 1 минута. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.
- Из режима быстрой вибрации прибор переходит в режим медленной пульсации, если еще раз нажать кнопку. Длительность работы настроена на 1 минуту. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.
- Из режима пульсации прибор переходит в режим быстрой пульсации, если еще раз нажать кнопку. И здесь длительность работы настроена на 1 минуту. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.
- Если еще раз нажать кнопку в режиме быстрой пульсации, то работа прибора прекращается.
- Можно в любой момент прервать процедуру, нажав кнопку выбора режима на 2 секунды.

- Указания
- После включения при повторном включении заново начинается отсчет времени. В режиме вибрации красная кнопка светится, в режиме пульсации она дополнительно мигает.
- Промойте лицо чистой водой, чтобы удалить все остатки (чистящее средство для кожи, грязь и отмершие клетки кожи).
- Насухо промойте кожу полотенцем и нанесите требуемый продукт для ухода за кожей.
- После каждого использования тщательно очищайте щеточные головки водой.

- Промойте прибор и щеточные головки в стиральной машине.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте.

- Щетка для чистки лица имеет четыре режима работы, которые включают вибрацию с низкой и высокой скоростью и пульсацию с низкой и высокой скоростью. В состоянии при поставке прибор настроен на уровень вибрации «нормальный». Начните чистку с этим низким уровнем вибрации и мягким очищающим средством для кожи.
- Перемещайте вибрирующую щетку легкими круговыми движениями по очищаемому участку кожи. Следите за тем, чтобы щетка не сильно прилегала к коже, но не очень сильно давила на нее.
- Прибор запрограммирован с рекомендуемой длительностью применения в 1 минуту. Не обрабатывайте ни один из участков кожи более 20 секунд (каждый из 20 секунд щетки - по 10 секунд, область носа и подбородка 20 секунд).
- Смочите свою кожу и щеточную головку теплой водой и нанесите очищающее средство для кожи на щетку. Подведите подготовленную щетку к лицу.
- Вы управляете прибором только кнопкой. Для включения прибора нажмите кнопку выбора режимов. Он начинает работу в режиме вибрации с малой скоростью с настроенной длительностью работы 1 минута. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.
- Если в этом режиме вы еще раз нажмете кнопку, то прибор перейдет в режим быстрой вибрации с настроенной длительностью работы 1 минута. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.
- Из режима быстрой вибрации прибор переходит в режим медленной пульсации, если еще раз нажать кнопку. Длительность работы настроена на 1 минуту. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.
- Из режима пульсации прибор переходит в режим быстрой пульсации, если еще раз нажать кнопку. И здесь длительность работы настроена на 1 минуту. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.
- Если еще раз нажать кнопку в режиме быстрой пульсации, то работа прибора прекращается.
- Можно в любой момент прервать процедуру, нажав кнопку выбора режима на 2 секунды.

- Указания
- После включения при повторном включении заново начинается отсчет времени. В режиме вибрации красная кнопка светится, в режиме пульсации она дополнительно мигает.
- Промойте лицо чистой водой, чтобы удалить все остатки (чистящее средство для кожи, грязь и отмершие клетки кожи).
- Насухо промойте кожу полотенцем и нанесите требуемый продукт для ухода за кожей.
- После каждого использования тщательно очищайте щеточные головки водой.

- Промойте прибор и щеточные головки в стиральной машине.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте.

- Щетка для чистки лица имеет четыре режима работы, которые включают вибрацию с низкой и высокой скоростью и пульсацию с низкой и высокой скоростью. В состоянии при поставке прибор настроен на уровень вибрации «нормальный». Начните чистку с этим низким уровнем вибрации и мягким очищающим средством для кожи.
- Перемещайте вибрирующую щетку легкими круговыми движениями по очищаемому участку кожи. Следите за тем, чтобы щетка не сильно прилегала к коже, но не очень сильно давила на нее.
- Прибор запрограммирован с рекомендуемой длительностью применения в 1 минуту. Не обрабатывайте ни один из участков кожи более 20 секунд (каждый из 20 секунд щетки - по 10 секунд, область носа и подбородка 20 секунд).
- Смочите свою кожу и щеточную головку теплой водой и нанесите очищающее средство для кожи на щетку. Подведите подготовленную щетку к лицу.
- Вы управляете прибором только кнопкой. Для включения прибора нажмите кнопку выбора режимов. Он начинает работу в режиме вибрации с малой скоростью с настроенной длительностью работы 1 минута. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.
- Если в этом режиме вы еще раз нажмете кнопку, то прибор перейдет в режим быстрой вибрации с настроенной длительностью работы 1 минута. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.
- Из режима быстрой вибрации прибор переходит в режим медленной пульсации, если еще раз нажать кнопку. Длительность работы настроена на 1 минуту. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.
- Из режима пульсации прибор переходит в режим быстрой пульсации, если еще раз нажать кнопку. И здесь длительность работы настроена на 1 минуту. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.
- Если еще раз нажать кнопку в режиме быстрой пульсации, то работа прибора прекращается.
- Можно в любой момент прервать процедуру, нажав кнопку выбора режима на 2 секунды.

- Указания
- После включения при повторном включении заново начинается отсчет времени. В режиме вибрации красная кнопка светится, в режиме пульсации она дополнительно мигает.
- Промойте лицо чистой водой, чтобы удалить все остатки (чистящее средство для кожи, грязь и отмершие клетки кожи).
- Насухо промойте кожу полотенцем и нанесите требуемый продукт для ухода за кожей.
- После каждого использования тщательно очищайте щеточные головки водой.

- Промойте прибор и щеточные головки в стиральной машине.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте.



Упаковка может быть подвергнута вторичному использованию или переработке. Ненужные упаковочные материалы утилизировать надлежащим образом.

Если при распаковке Вы обнаружили повреждение вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом продавцу.

Применение

Щетка для чистки лица MEDISANA была разработана для придания коже лица великолепного внешнего вида. С ее помощью вы бережно удаляете все загрязнения. Хотя прибор работает очень щадяще, он обеспечивает высокую эффективность чистки. Щетка для чистки лица, являясь инновационным дополнением к ручной чистке лица, идеально пригодна для ежедневного использования. С ее помощью снижается образование морщин и мельчайших складок и тщательно очищаются поры. После этого кожа предоставляет чистую, идеальную основу для нанесения и впитывания косметических продуктов. Повышенная эффективность действия продуктов по уходу позволяет коже выглядеть моложе и глаже. Благодаря тому, что щетка для чистки лица MEDISANA работает от аккумулятора, она не зависит от сетевого кабеля и зарядной станции. Она защищена от мощных водяных струй и может быть использована в душе.

Зарядка аккумулятора

Если состояние заряда аккумулятора не достаточно для дальнейшей работы, то красный светодиод мигает в течение 5 секунд, а затем прибор выключается. Необходимо зарядить аккумулятор.

Вставьте вилку зарядной станции в сетевую розетку. Установите прибор в зарядную станцию

После окончания процесса зарядки светодиод загорается зеленым светом.

Зарядка полностью разряженного аккумулятора длится около 4 часов. Полностью заряженный аккумулятор позволяет выполнить до 40 процедур (длительность 1 минута). Срок службы аккумулятора составляет около 300 процессов зарядки.

Указание
Во время процесса зарядки работа прибора не возможна, и светодиод мигает красным светом.

Ввод в работу

Звуковая щетка для чистки лица MEDISANA поставляется с 4 щеточными насадками и защитным колпачком:

- Щеточная головка для чувствительной кожи
- Щеточная головка для нормальной кожи
- Силиконовая щетка для глубокой чистки
- Косметическая губка

Наденьте выбранную щеточную головку на прибор. Используйте защитный колпачок для защиты щеточной головки вниз, пока она надежно не зафиксируется с характерным щелчком.

Пользование

Щетка для чистки лица имеет четыре режима работы, которые включают вибрацию с низкой и высокой скоростью и пульсацию с низкой и высокой скоростью. В состоянии при поставке прибор настроен на уровень вибрации «нормальный». Начните чистку с этим низким уровнем вибрации и мягким очищающим средством для кожи.

Перемещайте вибрирующую щетку легкими круговыми движениями по очищаемому участку кожи. Следите за тем, чтобы щетка не сильно прилегала к коже, но не очень сильно давила на нее.

Прибор запрограммирован с рекомендуемой длительностью применения в 1 минуту. Не обрабатывайте ни один из участков кожи более 20 секунд (каждый из 20 секунд щетки - по 10 секунд, область носа и подбородка 20 секунд).

Смочите свою кожу и щеточную головку теплой водой и нанесите очищающее средство для кожи на щетку. Подведите подготовленную щетку к лицу.

Вы управляете прибором только кнопкой. Для включения прибора нажмите кнопку выбора режимов. Он начинает работу в режиме вибрации с малой скоростью с настроенной длительностью работы 1 минута. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.

Если в этом режиме вы еще раз нажмете кнопку, то прибор перейдет в режим быстрой вибрации с настроенной длительностью работы 1 минута. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.

Из режима быстрой вибрации прибор переходит в режим медленной пульсации, если еще раз нажать кнопку. Длительность работы настроена на 1 минуту. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.

Из режима пульсации прибор переходит в режим быстрой пульсации, если еще раз нажать кнопку. И здесь длительность работы настроена на 1 минуту. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.

Если еще раз нажать кнопку в режиме быстрой пульсации, то работа прибора прекращается.

Можно в любой момент прервать процедуру, нажав кнопку выбора режима на 2 секунды.

Указания

После включения при повторном включении заново начинается отсчет времени. В режиме вибрации красная кнопка светится, в режиме пульсации она дополнительно мигает.

Промойте лицо чистой водой, чтобы удалить все остатки (чистящее средство для кожи, грязь и отмершие клетки кожи).

Насухо промойте кожу полотенцем и нанесите требуемый продукт для ухода за кожей.

После каждого использования тщательно очищайте щеточные головки водой.

Промойте прибор и щеточные головки в стиральной машине.

Храните прибор в сухом, прохладном месте.

Щетка для чистки лица имеет четыре режима работы, которые включают вибрацию с низкой и высокой скоростью и пульсацию с низкой и высокой скоростью. В состоянии при поставке прибор настроен на уровень вибрации «нормальный». Начните чистку с этим низким уровнем вибрации и мягким очищающим средством для кожи.

Перемещайте вибрирующую щетку легкими круговыми движениями по очищаемому участку кожи. Следите за тем, чтобы щетка не сильно прилегала к коже, но не очень сильно давила на нее.

Прибор запрограммирован с рекомендуемой длительностью применения в 1 минуту. Не обрабатывайте ни один из участков кожи более 20 секунд (каждый из 20 секунд щетки - по 10 секунд, область носа и подбородка 20 секунд).

Смочите свою кожу и щеточную головку теплой водой и нанесите очищающее средство для кожи на щетку. Подведите подготовленную щетку к лицу.

Вы управляете прибором только кнопкой. Для включения прибора нажмите кнопку выбора режимов. Он начинает работу в режиме вибрации с малой скоростью с настроенной длительностью работы 1 минута. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.

Если в этом режиме вы еще раз нажмете кнопку, то прибор перейдет в режим быстрой вибрации с настроенной длительностью работы 1 минута. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.

Из режима быстрой вибрации прибор переходит в режим медленной пульсации, если еще раз нажать кнопку. Длительность работы настроена на 1 минуту. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.

Из режима пульсации прибор переходит в режим быстрой пульсации, если еще раз нажать кнопку. И здесь длительность работы настроена на 1 минуту. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.

Если еще раз нажать кнопку в режиме быстрой пульсации, то работа прибора прекращается.

Можно в любой момент прервать процедуру, нажав кнопку выбора режима на 2 секунды.

Указания

После включения при повторном включении заново начинается отсчет времени. В режиме вибрации красная кнопка светится, в режиме пульсации она дополнительно мигает.

Промойте лицо чистой водой, чтобы удалить все остатки (чистящее средство для кожи, грязь и отмершие клетки кожи).

Насухо промойте кожу полотенцем и нанесите требуемый продукт для ухода за кожей.

После каждого использования тщательно очищайте щеточные головки водой.

Промойте прибор и щеточные головки в стиральной машине.

Храните прибор в сухом, прохладном месте.

Щетка для чистки лица имеет четыре режима работы, которые включают вибрацию с низкой и высокой скоростью и пульсацию с низкой и высокой скоростью. В состоянии при поставке прибор настроен на уровень вибрации «нормальный». Начните чистку с этим низким уровнем вибрации и мягким очищающим средством для кожи.

Перемещайте вибрирующую щетку легкими круговыми движениями по очищаемому участку кожи. Следите за тем, чтобы щетка не сильно прилегала к коже, но не очень сильно давила на нее.

Прибор запрограммирован с рекомендуемой длительностью применения в 1 минуту. Не обрабатывайте ни один из участков кожи более 20 секунд (каждый из 20 секунд щетки - по 10 секунд, область носа и подбородка 20 секунд).

Смочите свою кожу и щеточную головку теплой водой и нанесите очищающее средство для кожи на щетку. Подведите подготовленную щетку к лицу.

Вы управляете прибором только кнопкой. Для включения прибора нажмите кнопку выбора режимов. Он начинает работу в режиме вибрации с малой скоростью с настроенной длительностью работы 1 минута. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.

Если в этом режиме вы еще раз нажмете кнопку, то прибор перейдет в режим быстрой вибрации с настроенной длительностью работы 1 минута. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.

Из режима быстрой вибрации прибор переходит в режим медленной пульсации, если еще раз нажать кнопку. Длительность работы настроена на 1 минуту. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.

Из режима пульсации прибор переходит в режим быстрой пульсации, если еще раз нажать кнопку. И здесь длительность работы настроена на 1 минуту. Если больше не нажимать кнопку, то щетка останавливается через одну минуту.

Если еще раз нажать кнопку в режиме быстрой пульсации, то работа прибора прекращается.

Можно в любой момент прервать процедуру, нажав кнопку выбора режима на 2 секунды.

Указания

После включения при повторном включении заново начинается отсчет времени. В режиме вибрации красная кнопка светится, в режиме пульсации она дополнительно мигает.

Промойте лицо чистой водой, чтобы удалить все остатки (чистящее средство для кожи, грязь и отмершие клетки кожи).

Насухо промойте кожу полотенцем и нанесите требуемый продукт для ухода за кожей.

После каждого использования тщательно очищайте щеточные головки водой.

Промойте прибор и щеточные головки в стиральной машине.

Храните прибор в сухом, прохладном месте.

Сменные щеточные головки

Все щеточные головки рассчитаны на двунаправленные колебания с высокой частотой.

Щеточные головки изготовлены из материала, способствующего образованию колоний бактерий. Мы рекомендуем один раз в неделю очищать щеточные головки теплым мыльным раствором, чтобы удалить остатки и отложения.

Снятие щеточных головок с прибора описано в разделе «Очистка и уход».

Для соблюдения правил гигиены рекомендуется индивидуальное использование щеточных головок.

Для обеспечения оптимального обращения с кожей щеточные головки следует заменять при начале деформации щетины, но не реже одного раза в 90 дней.

Информация о заказе щеточных головок приведена в разделе «Технические данные».

Указание по утилизации

Запрещается утилизировать данный прибор вместе с бытовыми отходами.

Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и электронные приборы независимо от того, содержат ли они вредные вещества, в городские приемные пункты или предприятия торговли, чтобы обеспечить их экологичную утилизацию. Выньте батарейки перед утилизацией прибора.

Не выбрасывайте использованные батарейки вместе с бытовыми отходами, а сдавайте их как специальные отходы или в пункты приема батареек на предприятиях специализированной торговли!

По вопросам утилизации обращайтесь в коммунальные предприятия или к дилеру.

Технические характеристики

Название и модель	Щетка для чистки лица MEDISANA FB 885
Блок питания	Модель №: RSS1002-025050-W2E-C вход: 100-240 V~ 50/60 Hz 0.2 A выход: 5 V = 500 mA
Литий-ионный аккумулятор	3,7 V 500 мАч перезаряжаемый
Режимы	Вибрация медленная / быстрая Пульсация медленная / быстрая
Автом. отключение	прибл. через 60 секунд
Условия эксплуатации	+2 °C ~ +50 °C, макс. 5 процедур подряд, затем дать охладиться не менее 30 минут
Условия хранения	сухое и чистое место
Размеры	прибл. 18,8 x 5,0 x 2,7 см
Вес	прибл. 270 г
Длинный сетевой кабель	прибл. 1,30 м
Артикул	88565
Номер EAN	40 15588 88565 5
Принадлежности	комплект из 4 щеточных головок Артикул 88566 Номер EAN 40 15588 88566 2

В ходе постоянного совершенствования прибора возможны технические и конструктивные изменения.

Последняя версия данной инструкции приведена на сайте www.medisana.com

Условия гарантии и ремонта

В гарантийном случае обращайтесь в специализированный магазин или непосредственно в сервис-центр. При необходимости отправки прибора следует указать дефект и приложить кассовый чек.

На прибор распространяются следующие условия гарантии:

1. На изделия MEDISANA предоставляется гарантия сроком три года с даты продажи. В гарантийном случае дата покупки подтверждается кассовым чеком или счетом.

2. Дефекты материалов и производственный брак устраняются бесплатно в течение гарантийного срока.

3. Гарантийный ремонт не ведет к увеличению гарантийного срока для прибора и замененных компонентов.

4. Гарантия не распространяется на:

а) любой ущерб, возникший вследствие неправильного обращения, например, из-за несоблюдения инструкции по применению

б) ущерб, связанный с несанкционированным ремонтом или вмешательством в прибор со стороны покупателя или третьих лиц

в) повреждения вследствие транспортировки от производителя к потребителю или при отправке в сервисный отдел

г) принадлежности, подверженные нормальному износу

5. Ответственность за прямой и косвенный ущерб, возникший в связи с прибором, исключается также в том случае, если повреждение прибора признано гарантийным случаем.

MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
Германия

E-Mail: info@medisana.de
Internet: www.medisana.com

Адрес сервисного центра приведен на отдельном вкладыше.

Гарантия

Условия гарантии и ремонта

Гарантийный срок на изделия MEDISANA составляет три года. В гарантийном случае дата покупки подтверждается кассовым чеком или счетом.

MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
GERMANY

E-Mail: info@medisana.de
Интернет: www.medisana.com

Гарантийная карта

Модель.....

Серийный номер.....

Дата продажи.....

Гарантийный срок.....

Печать продавца.....

Подпись покупателя.....

Уважаемый покупатель!

При покупке убедитесь, что фирма-продавец полностью, правильно и четко заполнила гарантийную карту и поставила печать. Сохраняйте ее вместе с чеком покупки в течение всего гарантийного срока.

В случае, если приобретенное Вами изделие марки MEDISANA будет нуждаться в ремонте, обратитесь, пожалуйста, в авторизованный сервисный центр MEDISANA. При отсутствии в Вашем регионе такого сервисного центра отправьте изделие вместе с описанием неисправности в ближайший сервисный центр.

Гарантийный срок изделия указан в инструкции по эксплуатации и исчисляется с даты покупки. При обнаружении производственных дефектов покупателю гарантируется бесплатный ремонт или замена вышедших из строя деталей. Однако фирма оставляет за собой право отказа от бесплатного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках закона "О защите прав потребителей".

Условия гарантии.

Настоящая гарантия действительна только при правильном и четком заполнении гарантийной карты с указанием модели изделия, даты продажи, четкими печатями фирмы-продавца.

Фирма оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если гарантийная карта не предоставлена или если информация в ней неполная, неразборчивая или содержит исправления.

Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных частей и не распространяется на детали, отделимые элементы питания и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Доставка изделий в сервисный центр и обратно осуществляется за счет покупателя.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если обнаружены:

- наличие механических повреждений
- наличие следов постороннего вмешательства
- ущерб, причиненный потребителем в результате несоблюдения правил эксплуатации
- ущерб в результате попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых
- следы ремонта в неавторизованном сервисном центре
- следы внесения изменений в конструкцию прибора

Гарантия распространяется только на приборы, приобретенные на территории Российской Федерации.

Адреса авторизованных сервисных центров MEDISANA
117186, г. Москва, ул. Нагорная, д.20, корп. 1
Тел.: (495) 729 -47 - 96