

**Средство для мытья посуды, инвентаря и инструментов в автоматических моечных машинах и мойки пароконвектоматов
«Проклин (Proclean) ДПМ»**

Назначение: Концентрированное жидкое моющее средство для профессиональных посудомоечных машин всех типов, моечных машин для инвентаря и инструментов, пароконвектоматов,

для применения на объектах общественного питания, предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, пищеблоках детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений.

Не содержит фосфатов и хлора, эффективно вымывает жировые, белковые и прочие пищевые загрязнения. Благодаря высокому содержанию ингибиторов коррозии не вредит посуде и оборудованию. Средство может использоваться в жесткой воде.

Способ применения: Открутить крышку канистры, опустить насадку дозирующего устройства. Дозирование осуществляется с помощью дозирующего устройства.

Концентрация:

Для мягкой воды – 0,5-2 мл/л

Для воды средней жесткости – 1-3 мл/л

В жесткой воде – до 4 мл/л

Рабочий интервал температур +55 °С - +70 °С.

Не применять мытья для оборудования из алюминия, цветных металлов и окрашенных поверхностей, и изделий с нарушенным тефлоновым покрытием.

Характеристика продукта:

Состав: вода, гидроксид натрия, анионные ПАВ <5%, смесь неионогенных ПАВ <5%, фосфонаты <5%, НТА <5%.

рН 1 % водного раствора 12,5±1,0.

Средство не горюче, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо.

Меры предосторожности:



Осторожно - содержит щелочь!

При работе со средством необходимо пользоваться резиновыми перчатками.

При попадании средства в глаза необходимо промыть их проточной водой.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Условия хранения:

Хранить в закрытом виде в упаковке производителя при температуре не выше 40°С; не допускать хранения под открытым солнцем. В случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать.

Срок годности: 3 года.

Дата изготовления:

Производитель и уполномоченная организация: ООО «Медицинская дезинфекция», 107140, Москва, Леснорядский пер., д.10, стр. 2.

Адрес производства: 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д.21, пом. № LXXI, комнаты №№ 181, 182, 183, Российская Федерация.

ГОСТ 32478-2013

Объем: 10 л, 20 л