



РОТОРАСШИРИТЕЛИ



С точки зрения логики для зубоорачебных процедур оптимальным вариантом является простота. Поэтому для Вашей практики самым разумным будет выбрать **LogiBloc**. Как и большинство прикусных валиков **LogiBloc** является простым и эффективным элементом Вашего рабочего инструментария. Но все же он имеет некоторые преимущества по сравнению с традиционными прикусными валиками – уникальные функции, облегчающие Вашу работу и избавляющие Ваших пациентов от дискомфорта.

- *Фиксирует челюсть, стабилизируя работу стоматолога*
- *Поддерживает суставы*
- *Уменьшает усталость пациентов без ограничения доступа врача ко всем зубам*
- *Логично, не так ли?*



Недостатки традиционных прикусных валиков

Большинство прикусных валиков справляется со своей задачей – предупредить смыкание челюстей пациентом. Но к сожалению, большинство из них имеет недостатки дизайна, осложняющие Вашу работу. Они:

- Блокируют обзор ассистента
- Блокируют физический доступ стоматолога и/или ассистента в зависимости от того, с какой стороны они помещаются.

LogiBloc снимает все проблемы и является наилучшим выбором для большинства врачей-стоматологов и их пациентов.



Преимущества LogiBloc:

- *Устойчивость.*
- *Поддержка суставов.*
- *Снижение усталости.*
- *Не содержит латекса*

«Этот новый прикусный валик обеспечивает феноменальную доступность, видимость и стабильность рабочей зоны, что делает лечение зубов более комфортным для пациента».

Джудит Киблер, дипломированный ассистент стоматолога, Ассоциация Стоматологов Калифорнии

LogiBloc легко устанавливается в желаемой позиции, для этого нужно вставить указательный палец в выемку. Через отверстие по центру **Logi Bloc** должна быть протянута зубная нить, чтобы приспособление можно было легко извлечь в случае смещения или аспирации.

При правильном использовании **Logi Bloc** прослужит долгие годы. Стерилизация должна осуществляться в автоклаве или химическими способами. Сухожаровая стерилизация не рекомендуется, так как вызовет расплавление блока. Уникальный дизайн **LogiBloc** делает его установку легкой и обеспечивает его стабильное положение в случае правильной установки. Теперь Испытайте на себе все преимущества традиционных прикусных валиков при неограниченном доступе, который обеспечивает **LogiBloc**.

LogiBloc был изобретен д-ром Джоном Гаррисоном, который изобрел также Flexi-Wedge™ и Composi-Tight®. Все три продукта были созданы на основе опросника д-ра Гаррисона, который он создал для улучшения своей практики, чтобы создать легкие в использовании стоматологические инструменты, гарантирующие первоклассные результаты. Ожидайте вскоре новой креативной продукции от Д-ра Гаррисона и Common Sense Dental.



www.stomprod.ru info@stomprod.ru

телефон: (495) 730-51-23